

TECHNICAL DATA SHEET

Prueba de diagnóstico rápido SARS-COV-2

Descripción

Tipo	Prueba serológica
Detección	Anticuerpos combinados IgtM-IgG
Patógeno	SARS-COV-2
Pacientes	Sintomáticos y asintomáticos
Aplicación	Muestra de sangre, plasma o suero (pinchazo en dedo)

Características

Incluye	Casete para prueba Pipeta para obtención de sangre Diluyente
----------------	--



Especificaciones

suero o plasma en lugar de la sangre.

Como Funcionan

- 1 Obténese la muestra de sangre
- 2 Colóquese la sangre en el casete de prueba
- 3 Se agregan 2 gotas del diluyente
- 4 Esperamos de 15 a 20 minutos
- 5 Se obtiene el resultado

